

ARION
Dactyna



Arion Dactyna

Aantrekhelp voor medische compressiehandschoenen met open vingertoppen

Vorbereiding voor volgend gebruik

- Duw het uiteinde van de Dactyna iets naar binnen met je vingers.
- Met behulp van een pen of potlood duw je de Dactyna verder terug.
- Duw het uiteinde zover als mogelijk terug: de Dactyna is nu weer klaar voor gebruik.

Herhaal dit voor elk individueel Dactyna "zakje".

Aantrekken:



Aan

- Sla de boord van de compressiehandschoen om, of open, indien beschikbaar, de ritssluiting op de compressiehandschoen.
- Plaats de Dactyna aantrekhelpen op de vingers. Zorg ervoor dat u het grijze "zakje" op de kleine vinger aanbrengt.
- Schuif de compressiehandschoen over de Dactyna "zakjes".
- Zorg ervoor dat de compressiehandschoen op de juiste manier over de hand en vingers zit en dat de rand van de compressiehandschoen correct geplaatst is.
- Trek de groene lusjes een voor een uit de compressiehandschoen zodat je deze kunt vastpakken.
- Verwijder voorzichtig de Dactyna aantrekhelpen uit elke vinger van de compressiehandschoen.

MAATVOERING

REF	Maat	Vingeromtrek	Vingerlengte
Eo 1571	Small	5,5 - 6,5 cm / 2 - 2.5"	6,5 cm / 2.5"
Eo1572	Medium	6,5 - 7,5 cm / 2.5 - 3"	7,5 cm / 3"
Eo1573	Large	7,5 - 9 cm / 3 - 3.5"	8,5 cm / 3.5"



Dactyna van Arion Slide Solutions minimaliseert de wrijving tussen de steunkous en de huid dankzij de unieke glij-eigenschappen van het speciale materiaal waarvan het product is gemaakt, en de coating.

GEMAKKELIJKE, VEILIGE EN EENVOUDIGE OPLOSSING

- Vermindert de fysieke belasting voor zowel dragers van steunkousen als zorgverleners
- Kan bijdragen aan een langere levensduur van de steunkous en aan het langer behouden van de oorspronkelijke compressiewerking door beschadiging door vingers of nagels te voorkomen en te ver uitrekken en vervormen van de steunkous te verhinderen
- Bevordert de zelfredzaamheid van dragers van steunkousen en stimuleert het gebruik ervan

SAMENSTELLING

- Product: polyester 92%, polyamide 5%, silicone 2%, polyurethaan 1%
- Verpakking: Chromokarton GC1 (PAP21) 

CONTRA-INDICATIES

- Het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de componenten (zie samenstelling).
- Voor het gebruik van het product moeten open wonden worden afgedekt met een geschikt verband.



WAARSCHUWINGEN

- Verstikkingsgevaar:** bevat kleine onderdelen, houd het product uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren.
- Gevaar voor uitglijden:** niet op het product stappen. Erg glad materiaal.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik/bedoeld voor huidcontact.** Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

BELANGRIJG

-  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw leverancier.
- Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing zolang u het product gebruikt.
- Meld alle ernstige incidenten die zich voordoen bij het gebruik van het product aan de fabrikant en de bevoegde toezichhoudende instantie.
- Het is belangrijk om bij het gebruik de juiste maat van het product voor de betreffende gebruiker te kiezen. Als een verkeerde maat wordt gebruikt zal het product niet correct werken en mogelijk beschadigen of overmatig snel slijten.
- Gebruik het product exclusief voor een bepaalde persoon. Moet het product voor meer dan een persoon worden gebruikt? Desinfecteer het product dan voor gebruik met een 70% ethanol-oplossing.

BEWAREN

Uit te buurt houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. 

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Met de hand wassen op max. 30 °C/86°F.
- Niet bleken.
- Niet drogen in een wasdroger. Droog het product uitsluitend af met een handdoek.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.
- Kan worden gedesinfecteerd met een 70% ethanoloplossing.

GARANTIE

Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van defecte materialen of fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode wordt het product bij fabricage- en/of materiaal fouten kosteloos vervangen. Producten worden onder garantie alleen vervangen als met een aankoopbewijs kan worden aangetoond dat de datum waarop de klacht is ingediend binnen de garantietermijn valt. De garantie is niet van toepassing als het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, of van gebruik bij verschillende personen. Neem voor vragen over garantie contact op met uw leverancier. We vragen u het product gewassen terug te sturen en de onderhoudsinstructies op te volgen.

AANBEVELING VOOR GEBRUIK



De fabrikant adviseert om het product, als het regelmatig wordt gebruikt, zes maanden na het eerste gebruik te vervangen.

U kunt de datum van het eerste gebruik op de achterkant van dit document noteren.

U kunt onze instructievideo bekijken op: uqr.to/DactynaNL of deze QR-code scannen:



Aanvullende informatie kunt u vinden op www.slide-solutions.com

Arion Dactyna

Donning aid for medical compression gloves with open fingertips

Preparation for the next use

- Push the tip of the Dactyna aid slightly inside with your fingers.
- Use for example a pen or pencil to push the Dactyna aid further in.
- Push the tip as far back as possible: the Dactyna is now ready for use.

Repeat these operations for each single little Dactyna "bags".

Donning instructions:



- Turn the border of the compression glove outwards or open the zipper of the compression glove, if available.
- Place the Dactyna application aids on the fingers. Be sure to place the little grey "bag" on the little finger.
- Slide the compression glove over the hand over the little Dactyna "bags".
- Make sure that the compression glove is positioned properly over hand and fingers and that the border of the glove is placed correctly.
- Pull the green tabs out of the compression glove through the openings one by one so that you can grasp them.
- Now carefully remove the Dactyna application aids from each finger of the compression glove.

SIZING

REF	Size	Finger circumference	Finger length
Eo 1571	Small	5,5 - 6,5 cm / 2 - 2.5"	6,5 cm / 2.5"
Eo1572	Medium	6,5 - 7,5 cm / 2.5 - 3"	7,5 cm / 3"
Eo1573	Large	7,5 - 9 cm / 3 - 3.5"	8,5 cm / 3.5"



Dactyna from Arion Slide Solutions minimizes friction between compression garment and skin thanks to the product's unique sliding properties provided by the special material it is made of and by its coating.

EASY, SAFE AND SIMPLE SOLUTION

- Reduces physical strain for both compression wearers and caregivers
- May contribute to a longer life for the garment and to maintaining the original compression longer by preventing damage from fingers or nails and avoiding overstretching and distortion
- Promotes independence of compression wearers and supports therapy compliance

COMPOSITION

- Product: Polyester 92%, Polyamide 5%, Silicone 2%, Polyurethane 1%
- Package: Chromo carton GC1 (PAP21) 

CONTRAINDICATIONS

- Do not use the product if you are allergic to one of its component (see composition).
- Open wounds should be covered with an appropriate dressing before using the product.

⚠️ WARNINGS

- Choking hazard:** contains small parts, keep the product away from babies, children, and pets.
- Slipping hazard:** Do not step on the product. Highly slippery material.
- For external use only /** Intended for skin contact. Seek medical attention if irritation develops.

IMPORTANT

-  Please **read the instructions for use carefully**. If you have any questions, please contact your reseller.
- Please keep the package and the instructions for use during the time of use of the product.**
- All **serious incidents** that occur when using the product **should be reported** to the manufacturer and the competent supervisory authority.
- When using the product it is important to **use the right product size** for the user. Using an incorrect size will prevent the product from working properly, and it may become damaged or wear out too quickly.
- Use the product on a single person.** If the product needs to be used on more than one person, disinfect the product before with a 70% ethanol solution.

STORAGE

Keep away from direct sunlight or other heat sources. 

CARE INSTRUCTIONS

-  Wash by hand, at max. 30°C/86°F.
-  Do not bleach.
-  Do not tumble dry. Dry the product only with a towel.
-  Do not iron.
-  Do not dry clean.
-  Disinfection possible with a 70% ethanol solution.

GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of six months from the date of purchase against defects resulting from faulty material or construction. Within the guarantee period, the product will be exchanged free of charge in the case of manufacturing and/or material defects. Any exchange under the guarantee will only be carried out if it can be demonstrated by means of a purchase receipt that the date on which the complaint was lodged falls within the guarantee period. The guarantee does not apply if the defect is due to improper use of the product or use on several patients. To use this service you need to contact your supplier. You are asked to return the product washed and to follow the care instructions.

RECOMMENDATION FOR USE

 The manufacturer recommends replacing the product six months after the first use if the product is used regularly.

You can write the date of first use on the back of this document.

Watch our **instruction video** here: uqr.to/DactynaEN or scan this QR code:

More information on www.slide-solutions.com



Arion Dactyna

Anziehhilfe für medizinische Kompressionshandschuhe mit offenen Fingerspitzen

Vorbereitung für die nächste anwendung

- Schieben Sie die Spitze der Dactyna-Anziehhilfen mit den Fingern nach innen
- Um die Dactyna-Anziehhilfen weiter nach innen zu schieben, verwenden Sie z.B. einen Stift
- Schieben Sie die Spitzen so weit wie möglich zurück: jetzt ist Dactyna bereit für die nächste Anwendung

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes einzelne Dactyna-"Tütchen".

Anleitung zum Anziehen:



- Schlagen Sie den Bund von dem Kompressionshandschuh um oder öffnen Sie, falls vorhanden, den Reißverschluss des Kompressionshandschuhs.
- Legen Sie die Dactyna-Anziehhilfen auf die Finger. Achten Sie darauf, das graue "Tütchen" am kleinen Finger anzubringen.
- Ziehen Sie den Kompressionshandschuh auf die Hand über die Dactyna-"Tütchen"
- Achten Sie auf die richtige Positionierung des Handschuhs auf Hand und Fingern und legen Sie den Bund des Handschuhs korrekt an.
- Ziehen Sie nacheinander die grünen Laschen durch die Öffnungen aus dem Kompressionshandschuh heraus, so dass Sie diese greifen können.
- Entfernen Sie nun die Dactyna-Anziehhilfen vorsichtig von jedem Finger des Kompressionshandschuhs.

GRÖßENBESTIMMUNG

REF	Größe	Fingerumfang	Fingerlänge
EO 1571	Small	5,5 - 6,5 cm / 2 - 2.5"	6,5 cm / 2.5"
EO1572	Medium	6,5 - 7,5 cm / 2.5 - 3"	7,5 cm / 3"
EO1573	Large	7,5 - 9 cm / 3 - 3.5"	8,5 cm / 3.5"



Dactyna von Arion Slide Solutions minimiert die Reibung zwischen Kompressionsversorgung und Haut dank der einzigartigen Gleiteigenschaften des verwendeten Materials und seiner speziellen Beschichtung.

EINFACHE, SICHERE UND SIMPLE LÖSUNG

- Reduziert die körperliche Belastung für Kompressionsträger und Pflegepersonal
- Kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Versorgung zu verlängern und die ursprüngliche Kompression länger aufrechtzuerhalten, da Finger- oder Nagelschäden sowie eine übermäßige Dehnung und Verformung der Versorgung verhindert werden können
- Fördert die Unabhängigkeit des Kompressionsträgers und unterstützt die Therapietreue

ZUSAMMENSETZUNG

- Produkt : Polyester 92%, Polyamid 5%, Silikon 2%, Polyurethan 1%
- Verpackung: Chromokarton GC1 (PAP21)



KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch reagieren (siehe Zusammensetzung).
- Offene Wunden müssen vor der Anwendung des Produkts mit einem geeigneten Verband abgedeckt werden.



WARNUNGEN

- Erstickungsgefahr:** enthält kleine Teile, halten Sie das Produkt von Säuglingen, Kindern und Haustieren fern.
- Rutsch- und Sturzgefahr:** Treten Sie nicht auf das Produkt. Sehr rutschiges Material.
- Nur zur äußerlichen Anwendung /** Nur für den Hautkontakt bestimmt. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Reizung entsteht.

WICHTIG

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanleitung während der Nutzungsdauer des Produkts auf.
- Jeder schwerwiegende Vorfall, der bei der Verwendung des Produkts auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
- Es ist wichtig, die richtige Produktgröße für den Anwender zu verwenden. Die Verwendung einer falschen Größe verhindert die ordnungsgemäße Funktion des Produkts und kann zu Schäden oder zur schnelleren Abnutzung führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für eine einzige Person. Wenn das Produkt bei mehr als einer Person verwendet werden soll, desinfizieren Sie es vorher mit einer 70%igen Ethanollösung.

LAGERUNG

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern.



PFLEGEHINWEISE



- Handwäsche, maximal 30°C/86°F.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.
- Nicht im Trockner trocknen. Trocknen Sie das Produkt nur mit einem Handtuch.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
- Kann mit einer 70%igen Ethanollösung desinfiziert werden.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von sechs Monaten ab dem Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Während der Garantiezeit kann das Produkt bei Verarbeitungs- und/oder Materialfehlern gegen Vorlage eines gültigen Kaufbelegs kostenlos umgetauscht werden (der Anspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden). Die Garantie verfällt, wenn der Defekt infolge einer unsachgemäßen Verwendung oder einer Verwendung durch mehrere Patienten entstanden ist. Um diesen Service zu nutzen, müssen Sie sich an Ihren Händler wenden. Bitte geben Sie das Produkt gereinigt zurück, entsprechend der Pflegehinweise.



ENDUNGSEMPFEHLUNG

Der Hersteller empfiehlt, das Produkt sechs Monate nach der ersten Verwendung auszutauschen, wenn das Produkt regelmäßig verwendet wird. Sie können das Datum der ersten Verwendung auf der Rückseite dieses Dokuments vermerken.

Anleitungsvideo hier anschauen: uqr.to/DactynaDE
oder diesen QR-Code scannen:



Mehr Informationen auf www.slide-solutions.com

Arion Dactyna / Arion Enfil'gant

Aide à l'enfilage de gants de compression médicale avec doigts ouverts

PRÉPARATION À LA PROCHAINE UTILISATION

- Poussez légèrement l'extrémité des Dactyna avec vos doigts.
- À l'aide d'un stylo ou d'un crayon, poussez encore plus loin.
- Poussez l'extrémité le plus loin possible ; le Dactyna est à nouveau prêt à l'emploi.

Répétez ces opérations pour chaque petit "pochon" Dactyna.

Instructions pour l'enfilage :



Retrait

- Retournez la bordure du gant de compression vers l'extérieur ou ouvrez la fermeture éclair du gant de compression, le cas échéant.
- Enfilez les aides à l'application Dactyna sur les doigts. Veillez à appliquer le petit « pochon » gris sur l'auriculaire.
- Enfilez le gant de compression sur la main, par-dessus les « pochons » Dactyna
- Assurez-vous que le gant de compression est bien positionné sur la main et les doigts et appliquez la bordure du gant correctement.
- Une par une, faire sortir les boucles vertes en dehors du gant de compression par les ouvertures pour pouvoir les saisir.
- Retirez délicatement les aides à l'application Dactyna de chacun des doigts du gant de compression.

CHOIX DE LA TAILLE

REF	Taille	Circonférence des doigts	Longueur des doigts
Eo 1571	S - P	5,5 - 6,5 cm / 2 - 2,5"	6,5 cm / 2,5"
Eo1572	M - M	6,5 - 7,5 cm / 2,5 - 3"	7,5 cm / 3"
Eo1573	L - G	7,5 - 9 cm / 3 - 3,5"	8,5 cm / 3,5"



Circonférence



Longueur

Dactyna d'Arion Slide Solutions minimise la friction entre le vêtement de compression et la peau grâce aux propriétés de glissement uniques du matériau utilisé et de son enduit spécial.

UNE SOLUTION FACILE, SÛRE ET SIMPLE

- Réduit les contraintes physiques pour les porteurs de vêtements de compression et les soignants
- Peut contribuer à prolonger la durée de vie du vêtement et à maintenir la compression initiale plus longtemps en évitant les dommages causés par les doigts ou les ongles et en évitant les étirements excessifs et la déformation du vêtement
- Favorise l'indépendance des porteurs de compression et encourage la fidélité à la thérapie

COMPOSITION

- Produit : polyester 92%, polyamide 5%, silicone 2%, polyuréthane 1%
- Emballage : Chromocarton GC1 (PAP21) 

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants (voir composition).
- Les plaies ouvertes doivent être recouvertes d'un pansement approprié avant d'utiliser le produit.



AVERTISSEMENTS

- Risque d'étouffement** : contient de petites pièces, garder le produit hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Risque de glissade et de chute** : Ne pas marcher sur le produit. Matériau très glissant.
- Usage externe uniquement** / Destiné au contact avec la peau. Consulter un médecin si une irritation se développe.

IMPORTANT

-  Veuillez **lire attentivement le mode d'emploi**. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
- Veuillez **conserver l'emballage et le mode d'emploi pendant la période d'utilisation du produit**.
- Tout incident grave** survenant lors de l'utilisation du produit **doit être signalé** au fabricant et à l'autorité de surveillance compétente.
- Il est important **d'utiliser la bonne taille du produit** adaptée à l'utilisateur. L'utilisation d'une taille incorrecte empêchera le produit de fonctionner correctement et il risque d'être endommagé ou de s'user trop rapidement.
- Utiliser le produit sur une seule personne**. Si le produit doit être utilisé sur plusieurs personnes, désinfectez-le d'abord avec une solution à base de 70% d'éthanol.

STOCKAGE

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur. 

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Laver à la main, au maximum à 30°C/86°F.
- Ne pas utiliser d'eau de javel.
- Ne pas faire sécher au sèche-linge. Sécher le produit uniquement à l'aide d'une serviette.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Désinfection possible avec une solution à base de 70% d'éthanol.

GARANTIE

Ce produit est garanti pendant une période de six mois à compter de la date d'achat contre tout défaut au niveau des matériaux ou de la fabrication. Pendant la période de garantie, le produit pourra être échangé gratuitement en cas de défauts de fabrication et/ou de matériau moyennant la présentation d'une preuve d'achat valable (la réclamation doit être déposée dans la période de garantie). La garantie ne s'applique pas si le défaut constaté est dû à une utilisation inappropriée du produit ou à une utilisation sur plusieurs patients. Pour utiliser ce service, vous devez contacter votre revendeur. Vous êtes prié de retourner le produit nettoyé en suivant les instructions d'entretien.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION



Le fabricant recommande de remplacer le produit six mois après la première utilisation si le produit est utilisé régulièrement.

Vous pouvez noter la date de première utilisation au dos de ce document.

Regardez notre vidéo d'instruction ici: uqr.to/DactynaFR ou scannez ce code QR:



Plus d'informations sur www.slide-solutions.com

Arion Dactyna

Aplicador para guantes de compresión médica con dedos abiertos

Preparación para el siguiente uso

- A. Empuje la punta de la ayuda Dactyna ligeramente hacia dentro con los dedos.
- B. Utilice, por ejemplo, un bolígrafo o un lápiz para empujar la ayuda de Dactyna más adentro.
- C. Empuje la punta lo más atrás posible: el Dactyna está ahora listo para su uso.

Repita estas operaciones para cada una de las pequeñas "bolsas" de Dactyna.

Instrucciones para ponerse la media:



1. Gire el borde del guante de compresión hacia fuera o abra la cremallera del guante de compresión, si la tiene.
2. Coloque las ayudas para la aplicación de Dactyna en los dedos. Asegúrese de colocar la pequeña "bolsa" gris en el dedo meñique.
3. Deslice el guante de compresión sobre la mano por encima de las pequeñas "bolsas" de Dactyna.
4. Asegúrese de que el guante de compresión esté bien colocado sobre la mano y los dedos y que el borde del guante esté colocado correctamente.
5. Tire de las lengüetas verdes del guante de compresión a través de las aberturas, una por una, para poder agarrarlas.
6. Retire ahora con cuidado las ayudas para la aplicación de Dactyna de cada dedo del guante de compresión.

TALLAS

REF	Talla	Circunferencia de los dedos	Longitud de los dedos
Eo 1571	Small	5,5 - 6,5 cm / 2 - 2.5"	6,5 cm / 2.5"
Eo1572	Medium	6,5 - 7,5 cm / 2.5 - 3"	7,5 cm / 3"
Eo1573	Large	7,5 - 9 cm / 3 - 3.5"	8,5 cm / 3.5"

Dactyna de Arion Slide Solutions minimiza la fricción entre la manga de compresión y la piel gracias a las propiedades deslizantes únicas del producto que le proporciona el material especial del que está hecho y por su revestimiento.

UNA SOLUCIÓN SEGURA Y SENCILLA

- Reduce el esfuerzo físico del paciente y del personal de enfermería.
- Contribuye a prolongar la vida de la media y a mantener la compresión original más tiempo evitando que los dedos o las uñas dañen la media y evitando que se estire en exceso y se deforme.
- Facilita la autonomía de las personas usuarias de medias de compresión y ayuda a cumplir con el tratamiento.

COMPOSICIÓN

- Producto: poliéster 92%, poliamida 5%, silicona 2%, poliuretano 1%
- Embalaje: Cartón cromado GC1 (PAP21)

CONTRAINDICACIONES

- No use el producto si tiene alergia a alguno de los componentes (ver composición).
- Las heridas abiertas deben cubrirse con un apósito adecuado antes de usar el producto.

ADVERTENCIAS

- **Peligro de asfixia:** contiene piezas pequeñas, mantenga el producto fuera del alcance de bebés, niños y mascotas.
- **Peligro de resbalamiento:** no pise el producto. Material muy resbaladizo.
- **Solo para uso externo /** adecuado para el contacto con la piel. Acuda a un médico si se produce irritación.

IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el distribuidor.
- Guarde el embalaje y las instrucciones de uso mientras utilice el producto.
- Debe informarse al fabricante y a la autoridad de supervisión competente de todos los problemas graves que se produzcan al usar el producto.
- Al utilizar el producto es importante que la persona usuaria elija la talla del producto adecuada. Si usa una talla incorrecta, puede que el producto no funcione como es debido y que se dañe o desgaste más rápido de lo normal.
- El producto debe usarlo una sola persona. Si van a usar el producto varias personas, desinféctelo antes con una solución de etanol al 70 %.

ALMACENAMIENTO

Manténgalo alejado de la luz directa del sol u otras fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Lavar a mano a máx. 30 °C / 86 °F.
- No usar lejía.
- No usar secadora. Secar el producto con una toalla.
- No usar plancha.
- No limpiar en seco.
- Se puede desinfectar con una solución de etanol al 70 %.

GARANTÍA

Este producto tiene un período de garantía de seis meses a partir de la fecha de compra por defectos derivados del material o la fabricación. Dentro del período de garantía, el producto se cambiará por otro sin coste si presenta defectos de fabricación o de materiales. El cambio de un producto en garantía solo se efectuará si se puede demostrar mediante un recibo de compra que la fecha en que se presentó la reclamación está dentro del período de garantía. No cubre defectos por un uso inadecuado del producto o por usarlo en varias personas. Para este servicio, deberá ponerse en contacto con su distribuidor. Deberá devolver el producto lavado siguiendo las instrucciones de cuidado.

RECOMENDACIÓN DE USO

El fabricante recomienda sustituir el producto seis meses después del primer uso si el producto se utiliza con frecuencia. Puede escribir la fecha del primer uso en la parte de atrás de este documento.

Vea nuestro vídeo con las instrucciones aquí: uqr.to/DactynaEN o escanee este código QR:

Más información en www.slide-solutions.com

