





ARION **Magnide®** 2in1





Arion Magnide® 2in1

Aan- en uittrekhulp voor medische compressiekousen met gesloten teenstuk

Belangrijke informatie voordat u het product gaat gebruiken:

- A.** Nuttige tips:
 - Draag speciale antisliphandschoenen bij het gebruiken van het product. Daardoor heeft u maximale grip op de steunkous en is er minder fysieke kracht nodig.
 - Heeft de steunkous een siliconen rand? Draai die dan naar buiten.
- B.** Heeft u moeite om bij uw tenen te komen? Plaats dan uw voet op een krukje om te voorkomen dat u te ver voorover moet buigen.
- C.** Belangrijk! Duw de tenen niet helemaal tot het einde van de Magnide® 2in1, laat wat vrije ruimte aan het einde over.



Aan

Aantrekken:

1. Plaats de Magnide® 2in1 over de voet (zorg ervoor dat de oranje flap bij de tenen goed teruggevouwen is, zodat de magneten tegen elkaar liggen)
2. Trek de steunkous over de Magnide® 2in1
3. Schuif de steunkous over de voet en let er daarbij op dat de hiel van de kous op de juiste plek zit
4. Controleer of de lichtgroene lus boven de steunkous uitsteekt, zodat u die kunt vastpakken
5. Trek de Magnide® 2in1 aan de lichtgroene lus uit de steunkous



Uit

Uittrekken:

1. Schuif de Magnide® 2in1 over de steunkous en maak de lichtgroene lus los
2. Maak het klittenband net boven de enkel stevig vast
3. Vouw het overblijvende materiaal zo ver mogelijk over het klittenband
4. Vouw de steunkous zover mogelijk over de Magnide® 2in1
5. Schuif de steunkous en de Magnide® 2in1 dan met kleine bewegingen, te beginnen bij de hiel, over de voet

Bekijk onze **video-instructies** op uqr.to/Mgn2in1NL

Vorbereiding voor volgend gebruik Magnide® 2in1:

- I Maak de bovenkant van de lus met behulp van de magneet vast aan de bovenkant van het product
- II Draai het product om en leg het op een vlakke ondergrond
- III Vouw de beide zijden met de magneten naar het midden, zodanig dat de magneten tegen elkaar liggen. Het oranje stiksels is nu aan de buitenkant zichtbaar
- IV Sluit de oranje flap over het product, zodat de magneten tegen elkaar liggen

MAATVOERING

REF	Maat	Schoenmaat EU	Schoenmaat UK dames	heren	Schoenmaat US dames	heren
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

XL ook geschikt voor extra brede voeten (voetomtrek tot 28 cm / 11")

Magnide® 2in1 van Arion Slide Solutions minimaliseert de wrijving tussen de steunkous en de huid dankzij de unieke glij-eigenschappen van het speciale materiaal waarvan het product is gemaakt, en de coating. De geringere wrijving is vooral handig om de steunkous over het breedste deel van de voet, de hiel, te schuiven.

GEMAKKELIJKE, VEILIGE EN EENVOUDIGE OPLOSSING

- Vermindert de fysieke belasting voor zowel dragers van steunkousen als zorgverleners
- Kan bijdragen aan een langere levensduur van de steunkous en aan het langer behouden van de oorspronkelijke compressiewerking door beschadiging door vingers of nagels te voorkomen en te ver uittrekken en vervormen van de steunkous te verhinderen
- Bevordert de zelfredzaamheid van dragers van steunkousen en stimuleert het gebruik ervan

SAMENSTELLING

- Product: polyamide 66%, polyester 16%, polypropyleen 10%, magneten 5%, polyurethaan 2%, siliconen 1%
- Verpakking: polypropyleen (PP)

CONTRA-INDICATIES

- Het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de componenten (zie samenstelling).
- Voor het gebruik van het product moeten open wonden worden afgedekt met een geschikt verband.

WAARSCHUWINGEN

- **De Magnide® 2in1 bevat meerdere magneten.** Houd dit product uit de buurt van pacemakers en defibrillators. Het magnetische veld kan de juiste werking van deze apparaten verstoren (minimumaafstand = 30 cm / 11.8").
- **Verstikkingsgevaar:** houd het product uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren.
- **Gevaar voor uitglijden:** niet op het product stappen. Erg glad materiaal.
- **Uitsluitend voor uitwendig gebruik/bedoeld voor huidcontact.** Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

BELANGRIJK

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw leverancier.
- Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing zolang u het product gebruikt.
- Meld alle ernstige incidenten die zich voordoen bij het gebruik van het product aan de fabrikant en de bevoegde toezichhoudende instantie.
- Het is belangrijk om bij het gebruik de juiste maat van het product voor de betreffende gebruiker te kiezen. Als een verkeerde maat wordt gebruikt zal het product niet correct werken en mogelijk beschadigen of overmatig snel slijten. De juiste maat is afhankelijk van uw schoenmaat.
- Gebruik het product exclusief voor een bepaalde persoon. Moet het product voor meer dan een persoon worden gebruikt? Desinfecteer het product dan voor gebruik met een 70% ethanoloplossing.

BEWAREN

Uit te buurt houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Met de hand wassen op max. 30 °C/86°F.
- Niet bleken.
- Niet drogen in een wasdroger. Droog het product uitsluitend af met een handdoek.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.
- Kan worden gedesinfecteerd met een 70% ethanoloplossing.

GARANTIE

Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van defecte materialen of fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode wordt het product bij fabricage- en/of materiaal fouten kosteloos vervangen. Producten worden onder garantie alleen vervangen als met een aankoopbewijs kan worden aangetoond dat de datum waarop de klacht is ingediend binnen de garantietermijn valt. De garantie is niet van toepassing als het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, of van gebruik bij verschillende personen. Neem voor vragen over garantie contact op met uw leverancier. We vragen u het product gewassen terug te sturen en de onderhoudsinstructies op te volgen.




AANBEVELING VOOR GEBRUIK

De fabrikant adviseert om het product, als het regelmatig wordt gebruikt, zes maanden na het eerste gebruik te vervangen. U kunt de datum van het eerste gebruik op de achterkant van dit document noteren.

U kunt onze instructievideo bekijken op: uqr.to/Mgn2in1NL of deze QR-code scannen:

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.slide-solutions.com





Arion Magnide® 2in1

Donning and doffing aid for medical compression stockings with a closed toe

Important information before you start using the product:

- A.** Useful tips:
- Wear special non-slip gloves when using the product. This gives you maximum grip on the stocking and reduces the physical strength needed.
 - In case the compression garment has a silicon border, make sure to turn it outwards.
- B.** If you have difficulty to reach your toes, please place your foot on a low chair to avoid bending too much.
- C.** Important! Don't push the foot to the very end of the Magnide® 2in1, leave 2 or 3 fingers space in front of the toes.



On

Donning instructions:

1. Place the Magnide® 2in1 across the foot (ensure that the orange flap near the toes is well folded back, so that the magnets make contact)
2. Pull the stocking over the Magnide® 2in1
3. Slide the stocking over the foot, ensuring that the heel of the stocking sits in the right place
4. Make sure that the light green loop sticks out above the stocking so you can grasp it
5. Pull the light green loop to remove the Magnide® 2in1 from the stocking



Off

Doffing instructions:

1. Slide the Magnide® 2in1 over the stocking and detach the light green loop
2. Fasten the Velcro strap firmly just above the ankle
3. Fold the spare material down over the Velcro strap as far as possible
4. Fold the stocking over the Magnide® 2in1 as far as possible
5. With small movements, starting at the heel, slide the stocking and the Magnide® 2in1 over the foot

Watch our **video instructions** on uqr.to/Mgn2in1EN

Preparation to re-use Magnide® 2in1:

- I Fix the top of the loop to the top of the product by using the magnet
- II Turn over the product and place it on a flat surface
- III Fold both sides with magnets to the center, so that the magnets make contact. The orange stitching is now visible on the outside
- IV Close the orange flap over the product so that the magnets make contact

SIZING

REF	Size	Shoe size EU	Shoe size UK		Shoe size US	
			women	men	women	men
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

XL is also suitable for extra wide feet (foot circumference up to 28 cm / 11")

Magnide® 2in1 from Arion Slide Solutions minimizes friction between compression garment and skin thanks to the product's unique sliding properties provided by the special material it is made of and by its coating. The friction reduction is particularly helpful to slide the garment over the heel area, which is the broadest part of the foot.

EASY, SAFE AND SIMPLE SOLUTION

- Reduces physical strain for both compression wearers and caregivers
- May contribute to a longer life for the garment and to maintaining the original compression longer by preventing damage from fingers or nails and avoiding overstretching and distortion
- Promotes independence of compression wearers and supports therapy compliance

COMPOSITION

- Product: Polyamide 66%, Polyester 16%, Polypropylene 10%, Magnets 5%, Polyurethane 2%, Silicone 1%
- Package: Polypropylene (PP)

CONTRAINDICATIONS

- Do not use the product if you are allergic to one of its component (see composition).
- Open wounds should be covered with an appropriate dressing before using the product.

⚠ WARNINGS

- **The Magnide® 2in1 contains several magnets.** Keep this product away from pacemakers and defibrillators. The magnetic field may interfere with the proper operation of this equipment (minimum distance = 30 cm / 11.8").
- **Suffocation hazard:** Keep the product away from babies, children, and pets.
- **Slipping hazard:** Do not step on the product. Highly slippery material.
- **For external use only /** Intended for skin contact. Seek medical attention if irritation develops.

IMPORTANT

- Please **read the instructions for use carefully.** If you have any questions, please contact your reseller.
- **Please keep the package and the instructions for use during the time of use of the product.**
- All **serious incidents** that occur when using the product **should be reported** to the manufacturer and the competent supervisory authority.
- When using the product it is important to **use the right product size** for the user. Using an incorrect size will prevent the product from working properly, and it may become damaged or wear out too quickly. The correct size is determined by your shoe size.
- **Use the product on a single person.** If the product needs to be used on more than one person, disinfect the product before with a 70% ethanol solution.

STORAGE

Keep away from direct sunlight or other heat sources.

CARE INSTRUCTIONS

- Wash by hand, at max. 30°C/86°F.
- Do not bleach.
- Do not tumble dry. Dry the product only with a towel.
- Do not iron.
- Do not dry clean.
- Disinfection possible with a 70% ethanol solution.

GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of six months from the date of purchase against defects resulting from faulty material or construction. Within the guarantee period, the product will be exchanged free of charge in the case of manufacturing and/or material defects. Any exchange under the guarantee will only be carried out if it can be demonstrated by means of a purchase receipt that the date on which the complaint was lodged falls within the guarantee period. The guarantee does not apply if the defect is due to improper use of the product or use on several patients. To use this service you need to contact your supplier. You are asked to return the product washed and to follow the care instructions.




RECOMMENDATION FOR USE

The manufacturer recommends replacing the product six months after the first use if the product is used regularly. You can write the date of first use on the back of this document.

Watch our **instruction video** here: uqr.to/Mgn2in1EN or scan this QR code:

More information on www.slide-solutions.com





Arion Magnide® 2in1

An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze

Wichtige Informationen, bevor Sie das Produkt verwenden:

- A.** Nützliche Tipps:
- Tragen Sie spezielle Anti-Rutsch-Handschuhe, wenn Sie das Produkt verwenden. Damit haben Sie einen optimalen Halt auf dem Strumpf und reduzieren die benötigte körperliche Anstrengung.
 - Falls der Kompressionsstrumpf einen Silikonrand hat, drehen Sie diesen bitte nach außen.
- B.** Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Zehen zu erreichen, stellen Sie Ihren Fuß bitte auf einen niedrigen Stuhl, um ein zu starkes Bücken zu vermeiden.
- C.** Wichtig! Schieben Sie den Fuß nicht ganz bis zum Ende des Magnide® 2in1, lassen Sie 2 oder 3 Finger Platz vor den Zehen.



- Anleitung zum Anziehen:**
1. Den Magnide® 2in1 über den Fuß ziehen (darauf achten, dass die orange Lasche bei den Zehen gut zurückgeklappt ist, so dass der Magnet schließt)
 2. Den Strumpf über den Magnide® 2in1 ziehen
 3. Den Strumpf so über den Fuß ziehen, dass sich die Ferse des Strumpfes an der richtigen Stelle befindet
 4. Vergewissern Sie sich, dass die hellgrüne Schlaufe oberhalb des Strumpfes herauskommt und oben am Strumpf festgehalten werden kann
 5. An der hellgrünen Schlaufe ziehen, um den Magnide® 2in1 aus dem Strumpf zu entfernen



- Anleitung zum Ausziehen:**
1. Den Magnide® 2in1 über den Strumpf ziehen und die hellgrüne Schlaufe lösen.
 2. Das Klettband direkt über dem Knöchel fest schließen
 3. Den oberen Teil des Magnide® 2in1 so weit wie möglich über das Klettband umschlagen.
 4. Den Strumpf soweit wie möglich über den Magnide® 2in1 umklappen (bis an das Klettband)
 5. Den Strumpf und den Magnide® 2in1 mit kleinen Bewegungen ausgehend von der Ferse über den Fuß schieben

Sehen Sie sich die **Videoanleitung** auf uqr.to/Mgn2in1DE an.

Vorbereitung für eine erneute Verwendung von Magnide® 2in1:

- I Die Oberseite der Schlaufe an der Oberseite des Magnide® 2in1 mit dem Magnet befestigen
- II Den Magnide® 2in1 umdrehen und auf eine flache Oberfläche legen
- III Die beiden Seiten mit Magneten zur Mitte falten, so dass die Magnete schließen. Die orangenen Nähte sind jetzt auf der Außenseite sichtbar
- IV Die orange Lasche (an den Zehen) über dem Magnide® 2in1 schließen, so dass die Magnete schließen.

GRÖßENBESTIMMUNG

REF	Größe	Schuhgröße EU	Schuhgröße UK		Schuhgröße US	
			Damen	Herren	Damen	Herren
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

Größe XL auch geeignet für breite Füße (Fußumfang bis 28 cm / 11")

Magnide® 2in1 von Arion Slide Solutions minimiert die Reibung zwischen Kompressionsversorgung und Haut dank der einzigartigen Gleiteigenschaften des verwendeten Materials und seiner speziellen Beschichtung. Die Reduzierung der Reibung ist besonders nützlich, um einen Strumpf oder eine Strumpfhose über den Fersenbereich zu schieben, welcher die breiteste Stelle des Fußes ist.

EINFACHE, SICHERE UND SIMPLE LÖSUNG

- Reduziert die körperliche Belastung für Kompressionsträger und Pflegepersonal
- Kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Versorgung zu verlängern und die ursprüngliche Kompression länger aufrechtzuerhalten, da Finger- oder Nagelschäden sowie eine übermäßige Dehnung und Verformung der Versorgung verhindert werden können
- Fördert die Unabhängigkeit des Kompressionsträgers und unterstützt die Therapietreue

ZUSAMMENSETZUNG

- Produkt : Polyamid 66%, Polyester 16%, Polypropylen 10%, Magnete 5%, Polyurethan 2%, Silikon 1%
- Verpackung: Polypropylen (PP)

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch reagieren (siehe Zusammensetzung).
- Offene Wunden müssen vor der Anwendung des Produkts mit einem geeigneten Verband abgedeckt werden.

WARNUNGEN

- **Der Magnide® 2in1 enthält mehrere Magnete.** Halten Sie dieses Produkt von Herzschrittmachern und Defibrillatoren fern. Das Magnetfeld kann die einwandfreie Funktion dieser Geräte beeinträchtigen (Mindestabstand = 30 cm / 11.8").
- **Erstickungsgefahr:** Halten Sie das Produkt von Säuglingen, Kindern und Haustieren fern.
- **Rutsch- und Sturzgefahr:** Treten Sie nicht auf das Produkt. Sehr rutschiges Material.
- **Nur zur äußerlichen Anwendung /** Nur für den Hautkontakt bestimmt. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Reizung entsteht.

WICHTIG

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanleitung während der Nutzungsdauer des Produkts auf.
- Jeder schwerwiegende Vorfall, der bei der Verwendung des Produkts auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
- Es ist wichtig, die richtige Produktgröße für den Anwender zu verwenden. Die Verwendung einer falschen Größe verhindert die ordnungsgemäße Funktion des Produkts und kann zu Schäden oder zur schnelleren Abnutzung führen. Die richtige Größe wird durch die Schuhgröße bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für eine einzige Person. Wenn das Produkt bei mehr als einer Person verwendet werden soll, desinfizieren Sie es vorher mit einer 70%igen Ethanollösung.

LAGERUNG

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern.

PFLEGEHINWEISE

- Handwäsche, maximal 30°C/86°F.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.
- Nicht im Trockner trocknen. Trocknen Sie das Produkt nur mit einem Handtuch.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
- Kann mit einer 70%igen Ethanollösung desinfiziert werden.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von sechs Monaten ab dem Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Während der Garantiezeit kann das Produkt bei Verarbeitungs- und/oder Materialfehlern gegen Vorlage eines gültigen Kaufbelegs kostenlos umgetauscht werden (der Anspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden). Die Garantie verfällt, wenn der Defekt infolge einer unsachgemäßen Verwendung oder einer Verwendung durch mehrere Patienten entstanden ist. Um diesen Service zu nutzen, müssen Sie sich an Ihren Händler wenden. Bitte geben Sie das Produkt gereinigt zurück, entsprechend der Pflegehinweise.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Der Hersteller empfiehlt, das Produkt sechs Monate nach der ersten Verwendung auszutauschen, wenn das Produkt regelmäßig verwendet wird. Sie können das Datum der ersten Verwendung auf der Rückseite dieses Dokuments vermerken.

Anleitungsvideo hier anschauen: uqr.to/Mgn2in1DE
oder diesen QR-Code scannen:

Mehr Informationen auf www.slide-solutions.com



Arion Magnide® 2in1 / Arion Magnide® 2 en 1

Aide à l'enfilage et au retrait de bas de compression médicale à pointe fermée

Informations importantes avant de commencer à utiliser le produit :

- A.

Conseils utiles :
 - Portez des gants antidérapants spéciaux lorsque vous utilisez le produit. Cela vous permet d'avoir une adhérence optimale sur le bas et de réduire la force physique nécessaire.
 - Si le vêtement de compression a une bordure en silicone, assurez-vous de la retourner vers l'extérieur.
- B.

Si vous avez des difficultés à atteindre vos orteils, placez votre pied sur une chaise basse pour éviter de vous pencher trop.
- C.

Important ! N'enfoncez pas le pied jusqu'au bout du Magnide® 2 en 1, laissez un espace libre de 2 ou 3 doigts devant les orteils.



Enfilage

Instructions pour l'enfilage :

1. Enfiler le Magnide® 2 en 1 sur le pied (veillez à ce que le rabat orange au niveau des orteils soit bien rabattu, de sorte que les aimants entrent en contact)
2. Faire glisser le bas par dessus le Magnide® 2 en 1
3. Faire glisser le bas sur le pied, en veillant à positionner correctement le talon du bas de compression
4. Veiller à ce que la languette vert clair dépasse du bas afin de pouvoir la saisir
5. Tirer sur la languette vert clair pour retirer le Magnide® 2 en 1 du bas



Retrait

Instructions pour le retrait :

1. Enfiler le Magnide® 2 en 1 sur le bas et détacher la languette vert clair
2. Attacher la bande velcro fermement juste au-dessus de la cheville
3. Rabattre la partie supérieure du produit au dessus de la bande velcro autant que possible
4. Rabattre le haut du bas au dessus du Magnide® 2 en 1 autant que possible
5. Par petits mouvements, en commençant par le talon, faites glisser le bas et le Magnide® 2 en 1 par dessus le pied pour les retirer

Regardez nos **instructions vidéo** sur uqr.to/Mgn2in1FR

Préparation pour ré-utiliser Magnide® 2 en 1 :

- I
- Fixer le haut de la languette vert clair sur le haut du produit à l'aide de l'aimant
- II
- Retourner le produit et le placer sur une surface plane
- III
- Replier et fixer les deux côtés au centre à l'aide des aimants, de sorte que les aimants entrent en contact. La couture orange est maintenant visible à l'extérieur
- IV
- Fermer le rabat orange (au niveau des orteils) sur le produit de manière à ce que les aimants entrent en contact

CHOIX DE LA TAILLE

REF	Taille	Pointure Europe	Pointure R.U. femme	Pointure R.U. homme	Pointure É.U. femme	Pointure É.U. homme
E01540	Medium / Moyen	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large / Grand	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large / Très grand	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

XL est aussi adapté pour des pieds très larges (circonférence jusqu'à 28 cm / 11")



Magnide® 2 en 1 d'Arion Slide Solutions minimise la friction entre le vêtement de compression et la peau grâce aux propriétés de glissement uniques du matériau utilisé et de son enduit spécial. La réduction de la friction est particulièrement utile pour faire glisser un bas ou collant par dessus la zone du talon qui est la partie la plus large du pied.

UNE SOLUTION FACILE, SÛRE ET SIMPLE

- Réduit les contraintes physiques pour les porteurs de vêtements de compression et les soignants
- Peut contribuer à prolonger la durée de vie du vêtement et à maintenir la compression initiale plus longtemps en évitant les dommages causés par les doigts ou les ongles et en évitant les étirements excessifs et la déformation du vêtement
- Favorise l'indépendance des porteurs de compression et encourage la fidélité à la thérapie

COMPOSITION

- Produit : Polyamide 66%, Polyester 16%, Polypropylène 10%, Aimants 5%, Polyuréthane 2%, Silicone 1%
- Emballage : Polypropylène (PP)

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants (voir composition).
- Les plaies ouvertes doivent être recouvertes d'un pansement approprié avant d'utiliser le produit.

⚠️ AVERTISSEMENTS

- **Le produit contient plusieurs aimants.** Garder ce produit à l'écart des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs. Le champ magnétique peut interférer avec le bon fonctionnement de ces appareils (distance minimale = 30 cm / 11.8").
- **Risque de suffocation :** Tenir le produit éloigné des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- **Risque de glissade et de chute :** Ne pas marcher sur le produit. Matériau très glissant.
- **Usage externe uniquement /** Destiné au contact avec la peau. Consulter un médecin si une irritation se développe.

IMPORTANT

- Veuillez **lire attentivement le mode d'emploi**. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
- Veuillez **conserver l'emballage et le mode d'emploi pendant la période d'utilisation du produit**.
- **Tout incident grave** survenant lors de l'utilisation du produit **doit être signalé** au fabricant et à l'autorité de surveillance compétente.
- Il est important d'**utiliser la bonne taille du produit** adaptée à l'utilisateur. L'utilisation d'une taille incorrecte empêchera le produit de fonctionner correctement et il risque d'être endommagé ou de s'user trop rapidement. La bonne taille est déterminée par la pointure des chaussures.
- **Utiliser le produit sur une seule personne.** Si le produit doit être utilisé sur plusieurs personnes, désinfectez-le d'abord avec une solution à base de 70% d'éthanol.

STOCKAGE

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Laver à la main, au maximum à 30°C/86°F.
- Ne pas utiliser d'eau de javel.
- Ne pas faire sécher au sèche-linge. Sécher le produit uniquement à l'aide d'une serviette.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Désinfection possible avec une solution à base de 70% d'éthanol.

GARANTIE

Ce produit est garanti pendant une période de six mois à compter de la date d'achat contre tout défaut au niveau des matériaux ou de la fabrication. Pendant la période de garantie, le produit pourra être échangé gratuitement en cas de défauts de fabrication et/ou de matériau moyennant la présentation d'une preuve d'achat valable (la réclamation doit être déposée dans la période de garantie). La garantie ne s'applique pas si le défaut constaté est dû à une utilisation inappropriée du produit ou à une utilisation sur plusieurs patients. Pour utiliser ce service, vous devez contacter votre revendeur. Vous êtes prié de retourner le produit nettoyé en suivant les instructions d'entretien.




RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Le fabricant recommande de remplacer le produit six mois après la première utilisation si le produit est utilisé régulièrement. Vous pouvez noter la date de première utilisation au dos de ce document.

Regardez notre vidéo d'instruction ici: uqr.to/Mgn2in1FR ou scannez ce code QR:

Plus d'informations sur www.slide-solutions.com





Arion Magnide® 2in1

Calzador y descalzador de medias de compresión médica con puntera cerrada

Información importante antes de empezar a usar el producto:

- A.** Consejos útiles:
- Use guantes antideslizantes especiales cuando utilice el producto. Así, podrá sujetar mejor la media y necesitará hacer menos fuerza.
 - Si la media de compresión tiene un borde de silicona, dóblelo hacia fuera.
- B.** Si le cuesta llegar a los dedos de los pies, coloque el pie sobre una silla baja para evitar tener que doblarse demasiado.
- C.** Importante: No deslice el pie hasta el extremo de Magnide® 2in1, deje un espacio de dos o tres dedos entre este y los dedos del pie.



Poner

Instrucciones para ponerse la media:

1. Póngase Magnide® 2in1 en el pie (la solapa naranja que está cerca de los dedos tiene que estar bien doblada hacia atrás para que los imanes hagan contacto).
2. Coloque la media sobre Magnide® 2in1
3. Deslice la media por el pie procurando que el talón de la media esté en su sitio.
4. Procure que la cinta verde claro sobresalga de la media para poder sujetarla.
5. Tire de la cinta verde para retirar Magnide® 2in1 de la media.



Quitar

Instrucciones para quitarse la media:

1. Deslice Magnide® 2in1 por encima de la media y separe la cinta verde claro.
2. Apriete bien la correa de velcro justo por encima del tobillo.
3. Doble el material sobrante sobre la tira de velcro todo lo que pueda.
4. Doble la media sobre Magnide® 2in1 todo lo que pueda.
5. Con pequeños movimientos empezando por el talón, deslice la media y Magnide® 2in1 por el pie.

Vea el vídeo con las instrucciones en uqr.to/Mgn2in1ES

Preparar Magnide® 2in1 para usar de nuevo:

- I Fije la parte superior de la cinta a la parte superior del producto usando el imán.
- II Dele la vuelta al producto y colóquelo sobre una superficie plana.
- III Doble los dos lados con imanes hacia el centro de forma que los imanes hagan contacto. Verá la costura naranja de la parte exterior.
- IV Doble la solapa naranja sobre el producto de forma que los imanes hagan contacto.

TALLAS

REF	Talla	Número de zapato EU	Número de zapato UK mujer	Número de zapato UK hombre	Número de zapato US mujer	Número de zapato US hombre
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	—	≥ 11

XL está también adecuado para pies muy anchos (circunferencia hasta 28 cm / 11")

Magnide® 2in1 de Arion Slide Solutions minimiza la fricción entre la media de compresión y la piel gracias a las propiedades deslizantes únicas del producto que le proporciona el material especial del que está hecho y por su revestimiento. La menor fricción facilita especialmente que la media se deslice por la zona del talón, que es la parte más ancha del pie.

UNA SOLUCIÓN SEGURA Y SENCILLA

- Reduce el esfuerzo físico del paciente y del personal de enfermería.
- Contribuye a prolongar la vida de la media y a mantener la compresión original más tiempo evitando que los dedos o las uñas dañen la media y evitando que se estire en exceso y se deforme.
- Facilita la autonomía de las personas usuarias de medias de compresión y ayuda a cumplir con el tratamiento.

COMPOSICIÓN

- Producto: poliamida 66 %, poliéster 16 %, polipropileno 10 %, imanes 5 %, poliuretano 2 %, silicona 1 %
- Embalaje: polipropileno (PP)

CONTRAINDICACIONES

- No use el producto si tiene alergia a alguno de los componentes (ver composición).
- Las heridas abiertas deben cubrirse con un apósito adecuado antes de usar el producto.

ADVERTENCIAS

- **Magnide® 2in1 incluye varios imanes.** Mantenga este producto alejado de marcapasos y desfibriladores. El campo magnético puede interferir en el funcionamiento correcto de estos dispositivos (distancia mínima = 30 cm / 11,8").
- **Peligro de asfixia:** mantenga el producto alejado de bebés, niños y mascotas.
- **Peligro de resbalamiento:** no pise el producto. Material muy resbaladizo.
- **Solo para uso externo /** adecuado para el contacto con la piel. Acuda a un médico si se produce irritación.

IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el distribuidor.
- Guarde el embalaje y las instrucciones de uso mientras utilice el producto.
- Debe informarse al fabricante y a la autoridad de supervisión competente de todos los problemas graves que se produzcan al usar el producto.
- Al utilizar el producto es importante que la persona usuaria elija la talla del producto adecuada. Si usa una talla incorrecta, puede que el producto no funcione como es debido y que se dañe o desgaste más rápido de lo normal. La talla correcta se elige según el número de zapato.
- El producto debe usarlo una sola persona. Si van a usar el producto varias personas, desinféctelo antes con una solución de etanol al 70 %.

ALMACENAMIENTO

Manténgalo alejado de la luz directa del sol u otras fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Lavar a mano a máx. 30 °C / 86 °F.
- No usar lejía.
- No usar secadora. Secar el producto con una toalla.
- No usar plancha.
- No limpiar en seco.
- Se puede desinfectar con una solución de etanol al 70 %.

GARANTÍA

Este producto tiene un período de garantía de seis meses a partir de la fecha de compra por defectos derivados del material o la fabricación. Dentro del periodo de garantía, el producto se cambiará por otro sin coste si presenta defectos de fabricación o de materiales. El cambio de un producto en garantía solo se efectuará si se puede demostrar mediante un recibo de compra que la fecha en que se presentó la reclamación está dentro del período de garantía. No cubre defectos por un uso inadecuado del producto o por usarlo en varias personas. Para este servicio, deberá ponerse en contacto con su distribuidor. Deberá devolver el producto lavado siguiendo las instrucciones de cuidado.




RECOMENDACIÓN DE USO

El fabricante recomienda sustituir el producto seis meses después del primer uso si el producto se utiliza con frecuencia. Puede escribir la fecha del primer uso en la parte de atrás de este documento.

Vea nuestro vídeo con las instrucciones aquí: uqr.to/Mgn2in1ES o escanee este código QR:

Más información en www.slide-solutions.com





Arion Magnide® 2in1
Dispositivo per togliere e mettere le calze compressive medicali con punta chiusa

Informazioni importanti prima dell'uso del prodotto:

- A.** Consigli utili:
- Quando si usa il prodotto, indossare guanti antiscivolo speciali. Questo permette di avere la massima presa sulla calza e di ridurre la forza fisica necessaria.
 - Se l'indumento di compressione ha un bordo in silicone, assicurarsi di girarlo verso l'esterno.
- B.** Se si hanno difficoltà a raggiungere le dita dei piedi, mettere il piede su una sedia bassa per evitare di piegarsi troppo.
- C.** Importante! Non spingere il piede fino all'estremità di Magnide® 2in1; lasciare uno spazio di 2 o 3 dita davanti alle punte dei piedi.



Mettere

Istruzioni per mettere le calze:

1. Infilare il Magnide® 2in1 sul piede (accertarsi che la patella arancione vicino alle dita dei piedi sia ben ripiegata, in modo che i magneti facciano contatto)
2. Tirare la calza sul Magnide® 2in1
3. Far scivolare la calza sul piede, assicurandosi di posizionare correttamente il tallone della calza
4. Assicurarsi che la linguetta verde chiaro sporga sopra la calza per poterla afferrare
5. Tirare la linguetta verde chiaro per togliere il Magnide® 2in1 dalla calza



Togliere

Istruzioni per togliere le calze:

1. Far scivolare il Magnide® 2in1 sulla calza e staccare la linguetta verde chiaro
2. Fissare saldamente la fascia in velcro proprio sopra la caviglia
3. Ripiegare la parte superiore del prodotto sulla fascia di velcro il più possibile
4. Ripiegare la calza sul Magnide® 2in1 il più possibile
5. Con piccoli movimenti, partendo dal tallone, far scivolare la calza e il Magnide® 2in1 sul piede

Guardare le nostre istruzioni video su uqr.to/Mgn2in1IT

Preparazione per riutilizzare Magnide® 2in1:

- I Fissare il lato superiore del laccio con l'aiuto del magnete sul lato superiore di Magnide® 2in1
- II Ruotare Magnide® 2in1 e poggiarlo su una superficie piana
- III Piegare i due lati con i magneti verso il centro, in modo che i magneti si chiudano. Le cuciture arancioni sono così visibili sull'esterno.
- IV Chiudere la linguetta arancione (in prossimità delle dita dei piedi) su Magnide® 2in1 in modo che il magnete si chiuda

SCELTA DELLA TAGLIA

REF	Taglia	Numero di scarpa EU	Numero di scarpa UK donna	Numero di scarpa UK uomo	Numero di scarpa US donna	Numero di scarpa US uomo
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01542	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

La XL è adatta anche per piedi extra large (circonferenza del piede fino a 28 cm / 11")

Magnide® 2in1 di Arion Slide Solutions riduce al minimo la frizione tra l'indumento di compressione e la pelle grazie alle proprietà di scorrimento esclusive dello speciale materiale utilizzato e del suo rivestimento. La riduzione della frizione è particolarmente utile per far scivolare l'indumento sulla zona del tallone, che è la parte più larga del piede.

UNA SOLUZIONE FACILE, SICURA E SEMPLICE

- Riduce lo sforzo fisico degli utilizzatori degli indumenti di compressione e del personale di assistenza
- Può contribuire a una durata superiore dell'indumento e mantenere più a lungo la compressione originale, prevenendo i danni causati dalle dita o dalle unghie ed evitando gli stiramenti eccessivi e la deformazione
- Favorisce l'indipendenza di chi indossa gli indumenti di compressione e promuove l'aderenza alla terapia

COMPOSIZIONE

- Prodotto: poliammide 66%, poliestere 16%, polipropilene 10%, magneti 5%, poliuretano 2%, silicone 1%
- Imballaggio: polipropilene (PP)

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno dei suoi componenti (vedere composizione).
- Le piaghe aperte devono essere coperte con un bendaggio appropriato prima di usare il prodotto.

AVVERTENZE

- **Magnide® 2in1 contiene diversi magneti.** Tenere questo prodotto lontano da pacemaker e defibrillatori. Il campo magnetico può interferire con il corretto funzionamento di questi apparecchi (distanza minima = 30 cm / 11,8").
- **Rischio di soffocamento:** non lasciare il prodotto alla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- **Rischio di scivolamento:** non camminare sul prodotto. Materiale molto scivoloso.
- **Solo per uso esterno /** Destinato al contatto con la pelle. Consultare un medico in caso di comparsa di irritazioni.

IMPORTANTE

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Per eventuali domande, contattare il proprio rivenditore.
- Conservare l'imballaggio e le istruzioni d'uso durante il periodo di utilizzo del prodotto.
- Tutti gli incidenti gravi che avvengono durante l'utilizzo del prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità di controllo competente.
- È importante utilizzare il prodotto nella taglia giusta per l'utilizzatore. L'uso di una taglia sbagliata impedirà il corretto funzionamento del prodotto che rischia di danneggiarsi o usarsi troppo rapidamente. La taglia corretta si basa sul numero di scarpa dell'utilizzatore.
- Il prodotto deve essere usato da una sola persona. Se il prodotto deve essere usato da più di una persona, disinfettarlo prima con una soluzione di etanolo al 70%.

CONSERVAZIONE

Tenere al riparo dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore.

ISTRUZIONI PER LA CURA

- Lavare a mano, a una temperatura massima di 30°C/86°F.
- Non candeggiare.
- Non asciugare in asciugatrice. Asciugare il prodotto esclusivamente con una salvietta.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.
- Disinfezione possibile con una soluzione di etanolo al 70%.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto derivante dal materiale o dalla fabbricazione. Durante il periodo di garanzia, il prodotto sarà sostituito gratuitamente in caso di difetti di fabbricazione e/o di materiale. Qualsiasi sostituzione nell'ambito della garanzia sarà effettuata solo se è possibile dimostrare, mediante presentazione di una ricevuta d'acquisto, che la data in cui è stato presentato il reclamo rientra nel periodo di garanzia. La garanzia non si applica se il difetto è dovuto all'uso improprio del prodotto o all'utilizzo su diversi pazienti. Per utilizzare questo servizio è necessario contattare il proprio fornitore. Si prega di restituire il prodotto lavato e di seguire le istruzioni per la cura.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Il produttore raccomanda di sostituire il prodotto sei mesi dopo il primo utilizzo se viene usato regolarmente. Sul retro di questo documento è possibile scrivere la data del primo utilizzo.

Guardare il nostro video di istruzioni qui: uqr.to/Mgn2in1IT o scansionare questo codice QR:



Maggiori informazioni sul sito www.slide-solutions.com